

Szafka przyłóżkowa - model Carmen

Opis produktu:

Szafka przyłóżkowa - model Carmen



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Szafka przyłóżkowa - model Carmen

Specyfikacja

- 19 mm grubości
- W opcji z lakierowanymi listwami bocznymi i uchwytyami
- Wymiary: W445 x D447 x H681 mm, (W538 x D540 x H814 mm z 30 L lodówką)
- 2 kółka z tyłu
- 1 szuflada z wyjmowaną tacą
- 1 półka z miejscem na butelkę
- Zawias drzwicowy może być standardowo z lewej strony szafki, w opcji może być przewieszony na prawą stronę

Informacje:

Opcje produktu: