



Szafka przyłóżkowa - model Medidom

Opis produktu:

Szafka przyłóżkowa - model Dagone

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Szafka przyłóżkowa - model Medidom

Specyfikacja

- 30 mm grubości
- W opcji: poręcz z 3 stron
- Wymiary: W372 x D460 x H691 mm (W824 x D573 x H824 mm z lodówką)
- 2 kółka z tyłu
- 1 szuflada z wyjmowaną tacą
- 1 półka z miejscem na butelkę
- Zawias drzwkowy standardowo po lewej stronie szafki, w opcji może być przewieszony na prawą stronę

Informacje:

Opcje produktu: