

Szafka przyłóżkowa - model Winnea wysoka



Opis produktu:

Szafka przyłóżkowa - model Winnea wysoka

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Szafka przyłóżkowa - model Winnea wysoka

Specyfikacja

- Blat PVC, łatwo zdejmowalny bez użycia narzędzi, do mycia i dezynfekcji
- Dwie szuflady o wysokości: 75, cm i 12 cm (z wyjmowaną kuwetą)
- Dwupoziomowy wysuwany kontener o wys. 55 cm z 2 wyjmowanymi kuwetami
- Uchwyt z prawej i lewej strony do zawieszania ręczników
- Podwójne koła
- Wymiary: 93,5 x 36,5 x 42 cm
- Blat: 46,5 x 48,2 cm

Informacje:

Opcje produktu: