

Elektroda uszna Ag/AgCl marki Bionen

Opis produktu:

Elektroda uszna przeznaczona do **badania elektromiograficznych EMG0**, elektroencefalograficznych (EEG) oraz **Biofeedback**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektroda uszna przeznaczona do **badania elektromiograficznych EMG0**, elektroencefalograficznych (EEG) oraz **Biofeedback**.

Nr katalogowy

Opis

0006.001	Elektroda uszna Ag/AgCl, spiekana, kabel o długości 100 cm, wtyk żeński TP 1,5 mm, 1 szt.
0007.002	Elektroda uszna Ag/AgCl, kabel o długości 100 cm, wtyk żeński TP 1,5 mm, 1 szt.
0007.005	Elektroda uszna Ag/AgCl, podwójna (dwuosiowa), kabel o długości 100 cm, wtyk żeński TP 1,5 mm,

1 szt.

Informacje:

Typ elektrody: Uszne
Kabel: 100 cm
Materiał: Ag/AgCl
Kategoria: Elektrody

Model:

Elektroda uszna marki Bionen: 0006.001 -
spiekana, kabel dł. 100 cm, wtyk żeński TP 1,5
mm, 0007.002 - kabel dł. 100 cm, wtyk żeński TP
1,5 mm