



## Krem przewodzący Bionen EEG

### Opis produktu:

Krem przewodzący BIONEN EEG, butelka 250 g, 1 szt.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Krem przewodzący BIONEN EEG, butelka 250 g, 1 szt.

### Informacje:

Przeznaczenie: EEG  
Przeznaczenie: EKG  
Przeznaczenie: PSG  
Przeznaczenie: EMG  
Kategoria: Żele i preparaty  
Rodzaj preparatu: Przewodzący  
Konsystencja: Krem  
Pojemność: 250 gram  
Klasyfikacja: produkt medyczny

### Model: