



Próżnociąg położniczy KIWI

Opis produktu:

Próżnociąg **położniczy** jednorazowego użytku, posiadający odpowiednio wyprofilowany, **ergonomiczny uchwyt**, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

KIWI - jednorazowy próżnociąg położniczy

Próżnociąg **położniczy** jednorazowego użytku, posiadający odpowiednio wyprofilowany, **ergonomiczny uchwyt**, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię.

Wskaźnik siły ciągu, pozwala uniknąć przekroczenia **bezpiecznej** wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Elastyczne połączenie między pelotą, a uchwytem pozwala na **bezproblemowe** manewrowanie oraz właściwe umiejscowienie peloty.

Dostępne są **atraumatyczne miseczki** w kształcie grzyba o średnicy 50mm, odpowiednie do zastosowania w przypadku każdego ułożenia płodu (Kiwi OmniCup TFI - VAC6000MT) oraz cesarskiego cięcia (Kiwi Omni-C Cup - VAC6000C) lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm (Kiwi ProCup - VAC6000S).

KIWI - Jeden system do wszystkich ułożeń płodu

Elastyczny przewód systemu Kiwi i spłaszczony profil ułatwiają prawidłowe umieszczenie peloty i

przebieg porodów we **WSZYSTKICH** ułożeniach główki płodu.

Informacje:

Kategoria: Manipulatory maciczne

Model: