

ROM Plus - test do wykrywania płynu owodniowego



Opis produktu:

Najczulszy test pęknięcia **błon płodowych**, dzięki unikalnemu, łącznemu zastosowaniu przeciwciał mono- i poliklonalnych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

ROM Plus - test do wykrywania płynu owodniowego

Najczulszy test pęknięcia błon płodowych, dzięki unikalnemu, łącznemu zastosowaniu przeciwciał mono- i poliklonalnych, w celu wykrywania dwóch białek, którymi są łożyskowe białko 12 (PP12) oraz -fetoproteina (AFP). Białka te występują w znacznym stężeniu w **płynie owodniowym**, zaś AFP osiąga najwyższe stężenie w drugim trymestrze, kiedy dokładna diagnoza ma największe znaczenie. **ROM Plus** umożliwia interwencje konieczne do optymalizacji postępowania okołoporodowego i minimalizuje ryzyko groźnych powikłań, takich jak przedterminowy poród, zapalenie błon płodowych oraz **sepsa noworodkowa**. Dokładna diagnoza pomaga uniknąć fałszywych wyników dodatnich, które mogą prowadzić do zbędnej hospitalizacji, zbędnego podawania leków, a nawet indukcji przedwczesnego porodu.

- łatwe do odczytania wyniki już po 15 s,
- nieinwazyjny, nie wymaga stosowania wziernika,
- fiolka odporna na rozlanie oraz wymazówka przygotowana do złamania we właściwym miejscu, zapobiegają rozlaniu i konieczności powtórzenia testu.

Informacje:

Kategoria: Testy

Model: