

Podnośnik mobilny pacjenta PatiHoist

Opis produktu:

Podnośnik PatiHoist ułatwia podnoszenie i transport pacjentów z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej mobilności.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik PatiHoist

Podnośnik PatiHoist przeznaczony jest do pomocy w podnoszeniu i transporcie pacjentów w pomieszczeniach, a także zmiany pozycji osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją. **Podnośnik PatiHoist** umożliwia podnoszenie pacjenta z **łóżka rehabilitacyjnego**, wanny lub brodzika, a nawet bezpośrednio z podłogi dzięki odpowiedniej **podwieszce**.

Dzięki możliwości szybkiego składania świetnie nadaje się do użytku domowego jak i w publicznych zakładach opieki.

Cechy charakterystyczne:

- podnośnik w standardzie wyposażony jest w podstawowe zawiesie stałe 2-punktowe,
- koła umożliwiające manewrowanie nawet w niewielkich i wąskich pomieszczeniach,
- tylne koła wyposażone w hamulce,
- możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z podłogi,
- regulacja szerokości rozstawu nóg za pomocą pedału nożnego,
- mechanizm opuszczania awaryjnego zwiększający bezpieczeństwo pacjenta,
- sygnały wizualne i dźwiękowe informujące o niskim poziomie naładowania akumulatora,

Zalety:

- regulowany rozstaw nóg,
- prosty w użyciu pilot,
- długi czas pracy bez konieczności ładowania,
- szeroki wybór podwieszek: transportowe, kąpielowe, toaletowe,
- szybki i prosty montaż oraz demontaż, bez użycia narzędzi,
- koła skrętne 360° z hamulcami,
- podnośnik można złożyć, aby ułatwić przechowywanie.

Główne zastosowanie:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

PatiHoist - cechy produktu:

Pedał nożny - umożliwia rozłożenie nóg podstawy urządzenia

Zawiesie - obracane o 360 ° do mocowania podwieszki

Zdalne sterowanie - ergonomiczne i łatwe

Akumulator - pojemny akumulator 4,5 Ah

Kółka z hamulcem - hamulce w tylnych kołach uniemożliwiają ruch urządzenia podczas użytkowania

Kompaktowe wymiary - podnośnik można złożyć, aby ułatwić przechowywanie

Informacje:

Szerokość: 62 cm

Długość: 127 cm

Wysokość: 134 cm

Maksymalny udźwig: 160 kg

Model:

Sterowanie: pilot przewodowy
Zakres podnoszenia: 72-192 cm
Wysokość nóg podstawy: 9,5 cm
Klasa ochronności elektrycznej: klasa II
Pojemność akumulatora: 2,2 Ah
Masa urządzenia: 39 kg
Rodzaj pracy: 2 min pracy / 18 min przerwy
Wysokość po złożeniu: 42 cm
Zakres regulacji rozstawu nóg: 62-94 cm
Funkcje: podnoszenie z podłogi
Zastosowanie: transport pacjenta
Stopień ochrony IP: IPX4
Typ produktu: Podnośnik
Kategoria produktu: Podnośniki dla niepełnosprawnych
Rodzaj konstrukcji: mobilny
Regulacja rozstawu nóg: mechaniczna
Awaryjne opuszczanie: tak
Napięcie akumulatora: 24 V
Stopień ochrony IP pilota: IPX4
Stopień ochrony IP siłowników: IPX6
Stopień ochrony IP skrzynki kontrolnej: IP54