

## Podnośnik mobilny pacjenta Levitop Comfort



### Opis produktu:

**Podnośnik Levitop Comfort** ułatwia podnoszenie i transport pacjentów z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej mobilności.

Podwieszki do podnośników Meden-Inmed

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Podnośnik mobilny pacjenta Levitop Comfort

**Podnośnik Levitop Comfort** to elegancki i szybki podnośnik jezdny przeznaczony do pomocy w podnoszeniu, w transporcie w pomieszczeniach i zmiany pozycji osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją. **Podnośnik Levitop Comfort** umożliwia podnoszenie pacjenta z **łóżka rehabilitacyjnego, wanny lub brodzika**, a nawet bezpośrednio z podłogi dzięki odpowiedniej podwieszce.

Pojemny akumulator daje możliwość wykonania ok. **20 pełnych cykli** podnoszenia i opuszczania na jednym ładowaniu przy **maksymalnym obciążeniu 230 kg**.

### Cechy charakterystyczne:

- Podnośnik w standardzie wyposażony jest w czteropunktowe elektryczne zawiesie (z siłownikiem do pochylania)
- Zawiesie obraca się 360o z możliwością blokady w czterech pozycjach (90o)
- Koła umożliwiające manewrowanie nawet w niewielkich i wąskich pomieszczeniach
- Tylne koła wyposażone w hamulec
- Pilot dołączony do zestawu
- Regulacja szerokości rozstawu nóg za pomocą pilota
- Mechanizm opuszczania awaryjnego zwiększający bezpieczeństwo pacjenta

### Zalety:

- Prosty w użyciu pilot
- Rozstawienie nóg sterowane pilotem
- Szeroki wybór podwieszek: transportowe, kąpielowe, toaletowe
- Koła skrętne 360o z hamulcami

### Kompatybilne zawiesia:

- **4 ESB-A** - elektryczne, 4-punktowe

### Główne zastosowanie:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

### Levitop Comfort - cechy produktu:

**Obrotowe mocowanie zawiesia** - obracany o 360°

**Mocna konstrukcja** - rama wykonana z wytrzymałego metalu

**Solidne mocowanie podwieszki (4-punktowe)** - klipsy do ramion podnoszących podwieszkę

**Pilot zdalnego sterowania** - ergonomiczny i łatwy w użyciu

**Kółka z hamulcem** - hamulce w tylnych kołach uniemożliwiają ruch urządzenia podczas użytkowania

**Blokada obrotu podwieszki** - możliwość blokady w 4 pozycjach, co 90°**Informacje:**

Szerokość: 67 cm  
Waga: 66 kg  
Długość: 130 cm  
Wysokość: 135 cm  
Typ podnośnika: transportowy  
Maksymalny udźwig: 230 kg  
Regulacja rozstawu: elektryczna  
Sterowanie: pilot przewodowy  
Sterowanie: system awaryjnego opuszczania  
Specjalne funkcje: obrotowe ramię  
Specjalne funkcje: możliwość podnoszenia z podłogi  
Zakres podnoszenia: 68-196 cm  
Promień skrętu: 72-79 cm  
Wysokość nóg podstawy: 11,5 cm  
Akumulator: 2,9 Ah  
Klasa szczelności: IPx4  
Maksymalny promień skrętu: 79 cm  
Minimalny promień skrętu: 72 cm  
Poziom hałasu: 52 dB  
Przycisk zatrzymania awaryjnego / mechanizm ręcznego opuszczania: Tak  
Rodzaj zawiesia: stałe lub manualne  
Rozstaw nóg: 52 - 103 cm  
Ramię podnoszące obrotowe 360°: Tak  
Szerokość podstawy (maks.): 103 / 118 cm  
Szerokość podstawy (min.): 52 / 67 cm  
Wysokość uchwytu: 95 - 127 cm  
Średnica kółek (bez hamulca / z hamulcem): 10 / 12,5 cm  
Funkcje zdalnego sterowania: rozstawu nóg  
Funkcje zdalnego sterowania: zawiesia  
Funkcje zdalnego sterowania: podnoszenia  
Funkcje zdalnego sterowania: opuszczania

**Model:**

Moduł wagi: nie, tak  
eFlow: nie, tak