

Sit'N'Gym Jr. - Pufa piłka do siedzenia o śr. 35/45 cm



Opis produktu:

Alternatywa dla krzeseł i ławek. Chroni układ ruchu przed monotonną pozycją siedzącą.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Sit'n'Gym Jr - Piłka do siedzenia o śr. 35/45 cm

Pufa do siedzenia w kształcie piłki do ćwiczeń.

Sit'N'Gym jest zaopatrzoną w **długie wypustki piłką do ćwiczeń** o średnicy 35 cm, 45 cm, 55 cm lub 65 cm, która została stworzona na wzór **popularnych piłek do ćwiczeń**. Dostępna w kolorze perłowym.

Sit'N'Gym Jr jest bardzo ciekawym odpowiednikiem standardowego siedziska. **Długie wypustki** zapobiegają gwałtownemu przemieszczaniu się **piłki**. Pozytywne efekty zwłaszcza dla **mięśni** podtrzymujących **kręgosłup** można porównać do **ćwiczeń z piłką**.

Ostrzeżenie!

W przypadku przebicia, system zabezpieczający opóźnia uchodzenie powietrza, pod warunkiem że waga użytkownika nie przekracza 120kg.

Piłka jest przeznaczona do ćwiczeń wykorzystujących wyłącznie własną masę ciała, dlatego też nie należy używać jej podczas treningu ciężarowego, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.

Proszę pamiętać, że rozmiary piłek wymienione w ofercie są przybliżone ze względu na używane do produkcji materiały oraz samą produkcję.

Dane szczegółowe:

Średnica:	45 cm
Materiał:	PCV
Waga:	-
Kolor:	żółty
Zastosowanie:	rehabilitacja, ćwiczenia sensomotoryczne, siedzisko
Ograniczenia stosowania:	brak
Stosowanie w terapiach pokrewnych:	tak
Czyszczenie:	mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących

Informacje:

Materiał: PCV
 Zastosowanie: Aktywne siedzenie (biuro, dom)
 Zastosowanie: Zabawa i rozwój dziecka
 Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń
 Rozmiar: Duże piłki
 Kolor: zielony
 Kolor: Żółty
 Średnica: 45 cm
 Średnica: 35 cm

Model:

Rozmiar (centymetry): 35 cm, 45 cm