

Imadło laparoskopowe Eragon Stitch

Opis produktu:

Trzyczęściowa modułowa generacja uchwytów igłowych do laparoskopii.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ERAGON Stitch

Nowa, modułowa generacja uchwytów igłowych do laparoskopii ustanawia nowy standard w swojej dziedzinie. Dwie ergonomiczne konstrukcje rękojeści, dwie średnice płaszcz, trzy długości robocze i łącznie pięć różnych części szczęki zaspokoją każde wymagania użytkownika. Nową generację uchwytów igłowych można zdemontować na trzy części i skonfigurować w celu dostosowania do potrzeb użytkownika. Trzyczęściowa modułowa generacja uchwytów igłowych do laparoskopii - **ERAGON Stitch** - na nowo definiuje koncepcję ergonomicznego wzornictwa za pomocą laparoskopowych instrumentów zszywających.

Poczuj różnicę

Ergonomiczny styl

- dwie wersje rękojeści zapewniają swobodny chwyt, a tym samym optymalny komfort obsługi
- trzonki rękojeści dostosowane do anatomii dłoni zapewniają przyjemny chwyt

Precyzja

Nowo opracowany mechanizm części szczękowej dla jeszcze większej precyzji

- Niezawodne sterowanie igłą ze stałym przenoszeniem siły
- Precyzyjne prostowanie
- Nowa geometria części szczęki z funkcją samopoprawy
- Do zakrzywionych igieł

Modularność

Spełniając twoje wymagania

- Trzyczęściowa konfiguracja oznacza, że możesz stworzyć swój ulubiony uchwyt na igły.
- Zakres: Przyrządy 3,5 mm i 5 mm o różnych długościach roboczych spełniają wszystkie wymagania anatomiczne.

Intuicyjna obsługa

Prostota

- Całkowicie nowy, intuicyjnie obsługiwany mechanizm blokujący „włącz-wyłącz” do najprostszego blokowania i zwalniania, bez dodatkowych elementów sterujących.

Wypróbowany i sprawdzony

- Typowy mechanizm zatraskowy ERAGON ułatwia prosty montaż i demontaż poszczególnych elementów.

Prezentacja produktu:

Informacje:

Model:

ERAGON Stitch: 83935073, 83935183, 83935193