

Respirator VENTILogic LS

Opis produktu:

VENTILogic LS to respirator nowej generacji, służący do mechanicznej wentylacji pacjenta. Urządzenie dostosowane jest do różnych sytuacji klinicznych, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo i komfort.

Produkt archiwalny



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Respirator VENTILogic LS

Opis produktu

VENTILogic LS to sprzęt nowej generacji do **mechanicznej wentylacji** pacjenta. Spełnia wysokie standardy uniwersalności i niezawodności przy codziennym użytkowaniu. Umożliwia zastosowanie **przeciekowego układu oddechowego**, układu jedno i dwuramiennego z zastawką. Dzięki stosowaniu **VENTILogic LS** komfort terapii czy swoboda przemieszczania się np. między oddziałami szpitala, znacząco się zwiększa. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy **turbiny** urządzenie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa pacjentów w czasie terapii, a co za tym idzie ułatwia dopasowanie się do różnych sytuacji klinicznych,

Zastosowanie

- w **terapii dorosłych** oraz **dzieci** i począwszy od objętości 50ml oraz masy ciała 5 kg
- w terapii **inwazyjnej** i **nieinwazyjnej**
- w szpitalu i w domu
- stacjonarne i przenośne

Nowoczesne funkcje

- **LIAM** (Asystowany manewr insulfacji płuc): zintegrowane wspomaganie kaszlu
- **TA MODE** (tryb adaptacyjno-kontrolowany): idealna adaptacja wentylacji do oddechu pacjenta
- **Kompensacja objętości** - Automatyczne dostosowanie pracy respiratora do osiągnięcia docelowej objętości wdechowej
- **AirTrap Control**: system przeciwdziałania nagłemu rozdęciu płuc
- **Trigger Lock-Out**: bardziej efektywna ochrona przed błędami i zaburzeniami wyzwalacza

Dodatkowe akcesoria

- Akumulator wymienny
- Filtr bakteryjny
- Czujnik pomiaru tlenu
- VentiRemote Alarm zdalny
- Kabel łączący (wzywanie pielęgniarki)
- Zasilacz samochodowy
- Analogbox D/A
- Układ oddechowy przeciekowy
- Układ oddechowy pojedynczy z zastawką
- Układ oddechowy podwójny z zastawką
- Wodoodporna torba transportowa
- Adapter testowy, pakowany
- Weinmann support USB

Specyfikacja techniczna

Klasa produktu wg 93/42/EWG		II b	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		240 x 153 x 340 mm	
Zakres ciśnienia powietrza		600 - 1100 hPa	
Zakres ciśnień	IPAP	6 - 35 hPa (przeciekowy)	
		4 - 45 hPa (z zastawką)	
	PEEP/EPAP	4 - 20 hPa (przeciekowy)	
		0 - 20 hPa (z zastawką)	
	CPAP	4 - 20 hPa	
	Dokładność	do 35 hPa +/- 0,8 hPa od 35 hPa +/- 1,5 hPa	
	Przyrost	0,2 hPa	
Poziom dźwięku		24 - 32 dB (A)	
Funkcje przeciekowe		CPAP, S, ST, T, TA, SX, SXX	
Funkcje wentylacji z zastawką		PSV, PCV, aPCV,	

	SIMV, VCV, aVCV
Objętość oddechowa	50 - 3000 ml

Informacje:**Opcje produktu:**