




## Nakładka na jednorazowy ureterorenskop Lithovue™ Empower

### Opis produktu:

LithoVue Empower™ - nakładka, przenosząca na wyższy poziom jakość wykonywanych zabiegów litotrypsji.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Nakładka na jednorazowy ureterorenskop Lithovue™ Empower

**LithoVue Empower™** - nakładka, przenosząca na wyższy poziom jakość wykonywanych **zabiegów litotrypsji**. Jest to jedyne rozwiązanie na rynku, które pozwala na samodzielne sterowanie otwieraniem oraz zamykaniem kosza stosowanego podczas litotrypsji przez operatora. Nowa nakładka LithoVue Empower™ marki Boston Scientific, pozwala operatorowi na samodzielne **usuwanie kamieni** podczas zabiegu, bez potrzeby koordynacji asystenta, nie tracąc dodatkowego czasu. Urządzenie poprawia satysfakcję personelu oraz eliminuje nieporozumienia pomiędzy operatorem, a asystentem podczas wykonywania zabiegu. Ponadto badania wykazują, że stosowanie nakładki LithoVue Empower™, skraca czas wykonywanej operacji.

## Zasady użycia nakładki LithoVue Empower™ :

1. przypnij nakładkę LithoVue Empower™ do jednorazowego cyfrowego ureterorenoskopu LithoVue™
2. chwytaj kamienie obsługując kosz jedną ręką, bez pomocy asystenta
3. obsługuj koszyk, przesuwając palec wskazujący w górę i w dół
4. ciesz się wygodą i komfortem operacji

To wszystko. Od teraz, usuwanie kamieni za pomocą kosza i nakładki LithoVue Empower™ , może być takie proste i przyjemne.

## Korzyści związane z używaniem nakładki LithoVue Empower™

- czas - także cenny podczas wykonywania zabiegu
- eliminacja potrzeby koordynacji z asystentem podczas zabiegu
- przekształcenie dwuosobowego zadania w jednoosobową operację, eliminuje ryzyko nieporozumień w trakcie zabiegu

## Nakładka LithoVue Empower™ jest kompatybilna z koszami marki Boston Scientific

| Kosz | Opis                          | Nr katalogowy |
|------|-------------------------------|---------------|
|      | Zero Tip™ - 1.9F x 120cm      | M0063901050   |
|      | Zero Tip™ - 2.4F x 120cm      | M0063901010   |
|      | Zero Tip™ - 3.0F x 120cm      | M0063901030   |
|      | Escape™ - 1.9F x 120cm        | M0063902010   |
|      | Dakota™ - 1.9F x 120cm x 8mm  | M0063905000   |
|      | Dakota™ - 1.9F x 120cm x 11mm | M0063905010   |
|      | Graspit™ - 2.6F x 120cm       | M0063204010   |
|      | Graspit™ - 3.3F x 120cm       | M0063204030   |
|      | Lithovue™                     | M0067913500   |
|      | Gateway™                      | M0067301501   |

**Informacje:**

**Model:**