



Podnośnik sufitowy HeliQ

Opis produktu:

Podnośnik HeliQ pozwala na **transport pacjenta** po szynach w obrębie jednego pomieszczenia. **Podnośnik sufitowy** umożliwia podnoszenie pacjenta z **wózka inwalidzkiego, łóżka, wanny**, czy podłogi.

Zestaw nie uwzględnia szyny.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik sufitowy HeliQ

Podnośniki sufitowe firmy **Human Care** to intuicyjne i niezawodne **urządzenia** pozwalające na **transport podopiecznego** po **przewodnicach torowiska** w obrębie jednego pomieszczenia lub kilku jeśli przewodnice są ze sobą **połączone w sposób ciągły**.

Podnośnik sufitowy HeliQ umożliwia:

- transport pacjenta z wózka inwalidzkiego,
- transport pacjenta z łóżka
- transport pacjenta z wanny lub prysznica

W zależności od potrzeby i zastosowania **podwieszki**, użytkownika można przemieszczać w **pozycji siedzącej, stojącej** lub **leżącej**. Dzięki eleganckiemu wyglądowi oraz małemu gabarytowi **podnośnik sufitowy HeliQ** świetnie wpasowuje się w każde otoczenie.

Główne zastosowanie:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

Podnośnik sufitowy HeliQ dostępny jest w 3 modelach:

- dopuszczalna masa użytkownika – **150 kg**
- dopuszczalna masa użytkownika – **220 kg**
- dopuszczalna masa użytkownika – **300 kg**

Podnośnik sufitowy HeliQ - wieszaki

Użytkownik może wybrać **2-** lub **4-punktowe wieszaki**, które pozwalają na dobranie **optymalnej pozycji** dla każdego pacjenta. Wieszaki dostępne są w różnej szerokości: **35 cm, 45 cm, 60 cm**.

Podnośnik sufitowy HeliQ - panel sterujący

Podnośnik wyposażony jest w **dodatkowy panel sterujący** umieszczony na podnośniku, który może być używany jako **alternatywa dla pilota**. Panel jest wyposażony w przyciski:

- włączenia/wyłączenia podnośnika,
- "w górę" i "w dół" do podnoszenia i opuszczania podnośnika,
- awaryjnego opuszczania,

Inteligentny podnośnik sufitowy HeliQ

Podnośnik HeliQ posiada możliwość zapamiętywania danych dotyczących użycia. Dzięki tym informacjom, **specjalnej aplikacji** oraz komputerowi, można dowiedzieć się więcej na temat użytkowania oraz stanu Twojego podnośnika. Szczegółowe informacje mogą być wyświetlane **bezpośrednio w aplikacji** lub **eksportowane do innego urządzenia** w celu dodatkowej analizy.

Informacje, które mogą być odczytane z podnośnika:

- numer seryjny, data produkcji,
- maksymalna masa użytkownika,
- wersja oprogramowania,
- data serwisu,
- okresowe statystyki użytkowania,
- dziennik błędów.

Podnośnik HeliQ umożliwia **transportowanie pacjenta ze stałą prędkością** niezależnie od masy pacjenta. Dodatkowo posiada funkcje:

- dwóch prędkości podnoszenia
- delikatnego startu i końca podnoszenia
- duża pojemność baterii oraz wygodne ładowanie.

Podnośnik sufitowy HeliQ - akcesoria

- wspomaganie ruchu (Power Traverse);
- system stałego ładowania;
- tapicerowany wieszak;

- wieszaki 2- lub 4-punktowe o szerokości: 35cm, 45cm, 60cm;
- system automatycznego przesuwu;
- elektrycznie sterowany wieszak;
- pilot bezprzewodowy;
- uchwyt na baterię;
- paski dystansowe;
- waga;
- bramki i obrotnice;
- panel sterowania;
- inteligencja podnośnika;

Dane techniczne:

Wymiary (szer. x wys. x dł.) [mm]:	235 x 140 x 300
Masa podnośnika [kg]:	10,9
Baterie [Ah]:	2 x 12V, 2.3
Awaryjne opuszczanie	Elektroniczne
Stopień ochronny podnośnika:	IPX4
Stopień ochronny pilota:	IPX5
Wysokość podnoszenia [mm]:	2080
Prędkość podnoszenia [m/min]:	1.8, 3.0
Start/stop:	miękki

Wskaźnik

Gotowość	Migający ZIELONY
Aktywny:	Jednostajny ZIELONY
Błąd:	Jednostajny CZERWONY
Serwis:	Migający ŻÓŁTY/ZIELONY, ŻÓŁTY/CZERWONY
Ładowanie:	Wejście 100-240V AC 50-60 Hz, 1.6A
Ładowarka:	Wyjście 27.8V, 0.8A DC
Stopień ochrony ładowarki:	IPX0
Baza danych:	Tak

Informacje:
Opcje produktu:

Human Care podnosniki sufitowe modele: Model - 300 kg

Zawiesie do podnośnika Heliq: 2 punktowe 45 cm
(72755)