



Przenośny napalcowy Pulsoksymetr UT100

Opis produktu:

Przenośny napalcowy Pulsoksymetr UT100 przeznaczony jest do precyzyjnego, szybkiego i nieinwazyjnego pomiaru stopnia natlenienia, saturacji i pulsu oraz do obrazowania krzywej SpO2PLETH. Mogą go stosować zarówno u dorosłych, dzieci jak i niemowląt.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przenośny napalcowy Pulsoksymetr UT100

Pulsoksymetr UT100 oferuje wiele zalet, które czynią go niezastąpionym narzędziem do monitorowania zdrowia. Zapewnia precyzyjny pomiar wartości natlenienia (saturacji) oraz pulsu, a także wyświetla krzywą SpO2PLETH. Urządzenie wyposażone jest w czytelny, kolorowy wyświetlacz LCD z 5 konfiguracjami ekranu, co umożliwia łatwe dostosowanie widoku do potrzeb użytkownika. Pulsoksymetr charakteryzuje się długim czasem pracy do 20 godzin, dzięki niskiemu zużyciu energii.

Kompaktowe wymiary (75x135x28mm) i lekka konstrukcja (258g z bateriami) sprawiają, że jest wygodny w użytkowaniu. Duża pamięć wewnętrzna pozwala na przechowywanie mierzonych parametrów i śledzenie trendów, a regulowane granice alarmowe zwiększają bezpieczeństwo. Pulsoksymetr UT100 posiada menu w języku polskim, co ułatwia obsługę. Zestaw poszerzony obejmuje akumulatorki, ładowarkę oraz dodatkowe akcesoria, co czyni go jeszcze bardziej funkcjonalnym.

Dane techniczne:

--	--

Pomiar saturacji	W zakresie nie gorszym niż 0-100%
Błąd pomiaru saturacji	Nie większy niż +/- 2% dla SpO2 od 70% do 100%
Pomiar pulsu	W zakresie nie gorszym niż 30-250 bpm
Błąd pomiaru pulsu	Nie większy niż +/- 2 bpm dla częstotliwości pulsu od 30-250 bpm
Wyświetlacz	Czytelny kolorowy wyświetlacz LCD z 5 konfiguracjami ekranu, menu w języku polskim
Czas pracy	Do 20 h (niskie zużycie energii)
Pamięć	Duża pamięć wewnętrzna (możliwość przeglądania wcześniejszych wyników)
Wymiary i waga	Waga z bateriami 258g, 75x135x28mm
Pamięć mierzonych parametrów	Ze śledzeniem trendów
Alarmy	odłączenie czujnika, odłączenie pacjenta, niski poziom naładowania baterii, pełna pamięć, nieprawidłowa częstotliwość pulsu bądź saturacji
Regulacja	Regulowane granice alarmowe, alarmy dźwiękowe i wizualne
Zasilanie	Sieciowe 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz, akumulatorowe z 4 akumulatorów NiMH AA
Gwarancja	2 lata

Informacje:

Kategoria: Pulsoksymetry

Model:

Pulsoksymetr UT100 - rodzaj czujnika: z czujnikiem pediatrycznym, z czujnikiem dla dorosłych