



Ssak medyczny Hersill Eurovac H50

Opis produktu:

Ssak chirurgiczny na podstawie jezdnej Eurovac H-50 jest wyposażony w bakteryjny filtr w każdym kanistrze. Dodatkowy filtr hydrofobowy wykonany jest z wysokiej jakości PTFE i zapewnia sprawność zatrzymywania cząstek na poziomie 99,95% oraz wydajność antybakteryjną 99,99%.

Dostępność produktu: **do 3 tygodni**

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Ssak medyczny Hersill Eurovac H50

Specyfikacja produktu:

- Obudowa wykonana z tworzywa ABS o dużej odporności;
- Bezobsługowa, **bezolejowa pompa tłokowa** o wyjątkowo dużej trwałości;
- Kabel zasilający o długości 3 m;
- Wbudowany **wskaźnik wartości podciśnienia**;
- 1 lub 2 zbiorniki wielorazowe z poliwęglanu lub polisulfonu nadające się do sterylizacji w autoklawie o pojemności 4 l (skalowane do 3.5 l), posiadające zawory bezpieczeństwa przed przelaniem (możliwość adaptacji do innego systemu wielorazowego i jednorazowego);

Dane techniczne:

Maksymalny przepływ:	70 l/min
Maksymalne podciśnienie:	93 kPa (700 mmHg)
Poziom głośności:	ok. 45 dB
Pobór mocy:	300 W
Zasilanie:	200 - 240 V (50 - 60 Hz). Opcjonalnie 100-120 V
Wymiary:	96 x 43 x 34 cm
Waga:	24.6 kg

Informacje:

Model: