

Ssak medyczny Hersill V7 plus b



Opis produktu:

Ssak medyczny to przenośne urządzenie ssące o wysokiej jakości i wydajności. Zaprojektowany z myślą o **oddziałach chirurgicznych**, ginekologicznych oraz o sytuacjach wymagających **transportu pacjenta**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ssak medyczny Hersill V7 plus b

Urządzenie przenośne, zasilane elektrycznie (opcjonalnie) oraz z wewnętrznego akumulatora, przeznaczony jest do odsysania wszelkiego rodzaju wydzielin, takich jak **krew, śluz, flegma i pokarm** z jamy ustnej oraz nosowo-gardłowej. Seria V7 plus b zaprojektowana jest dla **ratownictwa medycznego, oddziałów chirurgicznych, ginekologicznych** oraz w sytuacjach wymagających transportu pacjenta. **Ssaki medyczne** serii V7 charakteryzują się bezproblemową obsługą i niezawodnością działania.

Ssak medyczny Hersill V7 posiada:

- Płynną regulację siły ssania za pomocą pokrętki wraz ze wskazaniem poziomu podciśnienia.
- Filtr antybakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepełnieniem.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
- Zbiornik na wydzielinę o pojemności 1 L wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie.
- Cichą pracę na poziomie tylko 49 dB.
- Wodoodporny włącznik ON/OFF z osłoną.

Ssak medyczny Hersill V7 - zastosowanie:

Ssak medyczny Hersill V7 znajduje szerokie zastosowanie w różnych obszarach opieki zdrowotnej. Jest używany do skutecznego odsysania różnego rodzaju wydzielin, takich jak krew, śluz, flegma i inne płyny ustrojowe. Poniżej przedstawiam kilka głównych zastosowań tego ssaka:

- **Ratownictwo medyczne:** Ssak Hersill V7 jest często wykorzystywany przez służby medyczne i ratownicze do szybkiego i skutecznego odsysania wydzielin u pacjentów w nagłych przypadkach, wypadkach drogowych, urazach i innych sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji medycznej.
- **Sala operacyjna:** W środowisku chirurgicznym ssak medyczny Hersill V7 jest używany do odsysania krwi i innych płynów podczas zabiegów operacyjnych, co pomaga utrzymać pole operacyjne czyste i zapobiega rozprzestrzenianiu się zakażeń.
- **Oddziały intensywnej terapii:** W oddziałach intensywnej terapii ssak Hersill V7 jest niezbędny do utrzymania drożności dróg oddechowych pacjentów, zwłaszcza tych, którzy wymagają mechanicznej wentylacji lub mają trudności z samoistnym oddychaniem.
- **Ginekologia:** W dziedzinie ginekologii ssak medyczny Hersill V7 może być stosowany do odsysania płynów podczas porodów, zabiegów ginekologicznych i innych procedur medycznych związanych z układem rozrodczym.
- **Transport medyczny:** Ze względu na swoją przenośność i możliwość zasilania z akumulatora, ssak Hersill V7 jest często używany podczas transportu pacjentów, na przykład w karetkach pogotowia ratunkowego, helikopterach medycznych i innych pojazdach służby zdrowia.

W każdym z tych zastosowań ssak medyczny Hersill V7 odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu drożności dróg oddechowych pacjentów oraz w zapewnieniu skutecznej opieki medycznej.

Dane techniczne:

Maksymalny przepływ:	30 l/min
Maksymalne podciśnienie:	84 kPa
Zasilanie ssaka z akumulatora - pobór mocy:	85 W
Możliwość podłączenia do zasilania sieciowego:	opcjonalnie
Zasilanie:	12 V
Czas pracy z akumulatora:	do 65 min
Wymiary:	25 x 42.8 x 16 cm
Waga:	4.2 kg
Zestaw zawiera:	wymienny pojemnik wielorazowego użytku 1 L, filtr antybakteryjny, kabel zasilający 12VDC (kompatybilny np. z gniazdem zapalniczki samochodowej), wężyk silikonowy z cewnikiem, paszport techniczny, karta gwarancyjna
Akcesoria dodatkowe:	Zasilacz sieciowy 230V, zbiornik wielorazowy o pojemności 1,7 L, uchwyt ścienny/karetkowy (zgodny z normą EN1789 / 10G), wkłady jednorazowe, wózek jezdny

Informacje:

Model: