



Hop Fantasy - Piłka do skakania o śr. 45 cm

**Opis produktu:**

Hop Fantasy - Piłka do skakania z uchwytem

**Zdjęcia produktu:**



**Szczegółowy opis produktu:**

**Hop - Piłka do skakania o śr. 45 cm**

**Hop** jest piłką wymyśloną pod kątem dziecięcej zabawy. Rozmiar piłki to 45cm. Jej **fantazyjny kolor** (połączenie bezbarwnej gumy z kolorowymi akcentami) bardzo **pobudza dziecięcą wyobraźnię**. Wspaniały prezent dla każdego małego podopiecznego **od 3 roku życia**.

**Hop** świetnie sprawdza się w zaspokajaniu potrzeb ruchowych każdego dziecka takiego jak **skakanie, bieganie** oraz **chwytywanie** ze względu na możliwość **rzucania oraz turlania piłki**. Ponieważ dwie długie wypustki są połączone ze sobą **dodatkowym uchwytem**, o wiele łatwiej jest utrzymać się na piłce.

Proszę pamiętać, że rozmiary piłki wymienione w ofercie są przybliżone ze względu na używane do produkcji materiały oraz samą produkcję.

**Dane szczegółowe:**

**Średnica:**

45cm

**Materiał:**

guma

<b>Waga:</b>	-
<b>Kolor:</b>	fantazyjny
<b>Zastosowanie:</b>	rehabilitacja, rekreacja, fitness
<b>Ograniczenia stosowania:</b>	brak
<b>Stosowanie w terapiach pokrewnych:</b>	tak
<b>Czyszczenie:</b>	mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących

**Dopasuj idealną średnicę piłki gimnastycznej:**

Dobór piłki do długości ramion

L [cm]	średnica [cm]
46-55	45
56-65	55
66-80	65
81-90	75

Dobór piłki do wzrostu

wzrost[m]	średnica [cm]
1,54	45
1,55-1,69	55
1,70-1,85	65
1,86-2,00	75
>2,01	85

**Informacje:**

Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń

**Model:**