

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 211B+A076/W



BenchK

Opis produktu:

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 211B+A076 to wielofunkcyjna drabinka sportowa. Zabawa dla całej rodziny, dorośli mogą dbać o aktywność fizyczną, a dzieci mają frajdę z zabawy. Ćwicząc na drabince sportowej dbasz o prawidłową postawę

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 211B+A076

Drabinka sportowa to sprzęt z którego mogą skorzystać wszyscy członkowie rodziny. Umożliwia rodzicom dbanie o sylwetkę, a dzieciom służy jako plac zabaw. Bardzo łatwa w montażu, zajmuje tylko 0,5m² w pokoju. Metalowe profile odporne na zarysowania. Szczelbelki olejowane i gładkie w dotyku. Maksymalna waga obciążenia to 120 kg. Inspiracja do wykonywania regularnie ćwiczeń, drabinka może zastąpić ścianę wspinaczkową, od której jest znacznie bardziej wielofunkcyjna.

Zestaw składa się z drabinki, zdejmowalnego drążka do podciągania, kółek gimnastycznych oraz liny z huśtawką.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Montaż do ściany nie jest możliwy do ścianki działowej cieńszej niż 12 cm. oraz do ściany gips-karton.

Decyzja o i odpowiedzialność o sposobie montażu drabinki leży po stronie klienta.

Zestaw zawiera:	drabinę, drewniany drążek do podciągania, akcesoria gimnastyczne
Maksymalna waga użytkownika:	120 kg (w przypadku drewnianego drążka do podciągania)
Maksymalna waga użytkownika dla akcesoriów gimnastycznych:	80 kg
Szerokość:	67 cm
Wysokość:	230 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia do instalacji:	240 cm
Sposób montażu:	do ścian
Kolor:	czarny mat, drewno w kolorze dębu
Materiał:	metal, drewno bukowe
Gwarancja na elementy metalowe:	10 lat
Gwarancja na pozostałe elementy:	2 lata

Informacje:

Model:

Kolor: Biały, Czarny