

## Koncentrator tlenu Philips Respironics EverFlo

### Opis produktu:

**Koncentrator tlenu Philips Respironics EverFlo** to niezawodny **sprzęt medyczny** dedykowany dla pacjentów ze **schorzeniami układu oddechowego**. **Philips Respironics** z myślą o pacjentach stworzył kompaktowy i ekonomiczny **koncentrator tlenu**, który z powodzeniem może być stosowany zarówno w szpitalu, jak i w domu.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Koncentrator tlenu - Philips Respironics EverFlo

**Koncentrator tlenu EverFlo** służy do dostarczania **dotęgowego tlenu** osobom **wymagającym terapii tlenowej**. Urządzenie nie jest przeznaczone do **podtrzymywania funkcji życiowych**.

### Wskazania do stosowania:

#### schorzenia układu oddechowego:

- astma oskrzelowa,
- chroniczne zapalenie oskrzeli,
- mukowiscydoza,
- rozedma płuc,
- bezdech senny,
- nowotwory płuc;

#### choroby serca:

- schorzenia naczyń wieńcowych,

- stany pozawałowe,
- niedokrwienie mięśnia sercowego,
- arytmie,
- niedokrwienie mózgu;

### **zaburzenia geriatryczne:**

- migreny,
- zawroty głowy;

### **Informacje ogólne:**

- Bardzo prosty w użytkowaniu - idealny dla osób starszych.
- Posiada wbudowany alarm.
- Cichy i kompaktowy - odpowiedni nawet dla wymagających użytkowników.

### **Zastosowanie:**

Stosowany w celu **leczenia chorób**, w których dochodzi do **hipoksji** (niedobory tlenu w tkankach) powstającej w wyniku **zmniejszonej dyfuzji tlenu z płuc**.

### **Zestaw zawiera:**

- Pojemnik nawilzacza
- Kaniula nosowa 2m
- Przedłużka do kaniuli 7,6m
- Maseczka do podawania tlenu

### **Dane techniczne:**

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncentracja tlenu:                 | 93% (+/- 3%)                                                                       |
| Przepływ:                           | 0.5 - 5 litra na minutę (płynna regulacja przy pomocy pokrętki na przepływomierzu) |
| Waga urządzenia:                    | 14 kg                                                                              |
| Poziom głośności:                   | 43 dB (bardzo cichy)                                                               |
| Wymiary (WxSzxG):                   | 584 x 381 x 241 mm                                                                 |
| OPI (Wskaźnik procent tlenu, Alarm) | Niski tlen: 82%, Bardzo niski tlen: 70%                                            |
| Temperatura pracy:                  | 10°C to 35°C                                                                       |
| Ciśnienie wyjściowe:                | 5.5 PSI                                                                            |
| Warunki przechowywania:             | -34°C to 71°C, do 95% wilgotności względnej                                        |
| Napięcie zasilania:                 | 230 v +/- 10%                                                                      |
| Pobór mocy:                         | 300 W                                                                              |

## Informacje:

Kategoria: Koncentratory tlenu

## Opcje produktu: