

NaviGuide

Opis produktu:



Igła dostępu przezskórnego NaviGuide została zaprojektowana, aby maksymalnie urościć dostęp do układu kielichowo-miedniczkowego nerki, dając lekarzowi większą wygodę i kontrolę w precyzyjnym nawigowaniu igły.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

NaviGuide

Igła dostępu przezskórnego NaviGuide została zaprojektowana, aby maksymalnie urościć dostęp do układu kielichowo-miedniczkowego nerki, dając lekarzowi większą wygodę i kontrolę w precyzyjnym nawigowaniu igły.

- doskonała do każdego rodzaju procedur PCNL
- echogeniczna końcówka, bardzo dobrze widoczna w USG, dla dokładniejszego nawigowania
- widoczny w RTG ruchomy pierścień dla precyzyjnego śledzenia głębokości położenia igły
- różne długości igły dla lepszego dopasowania do konkretnego pacjenta
- blokujący hub utrzymujący igłę bezpiecznie połączoną do momentu jej wyjęcia

Specyfikacja

Numer katalogowy	Opis	Rozmiar		Długość
		(G)		
M0067001310	Igła dostępu przezskórnego NaviGuide	18	12	100
M0067001320	Igła dostępu przezskórnego NaviGuide	18	16	
M0067001330	Igła dostępu przezskórnego NaviGuide	18	20	

Informacje:

Model: