

Nephromax



Opis produktu:

Wysokociśnieniowy cewnik balonowy do nefrostomii NephroMax został zaprojektowany do poszerzenia przewodu nefrostomijnego i wygodnego umieszczenia osłony roboczej.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Nephromax

Wysokociśnieniowy cewnik balonowy do nefrostomii NephroMax został zaprojektowany do poszerzenia przewodu nefrostomijnego i wygodnego umieszczenia osłony roboczej.

- skuteczne, równomierne rozszerzenie wzdłuż przewodu nefrostomijnego
- kontrolowane ciśnienie pompowania aż do 20ATM ułatwia wysokociśnieniowe rozszerzanie ciasnych zwężeń
- łatwiejsze pozycjonowanie balonu, dzięki znacznikom widocznym w promieniowaniu RTG
- w zestawie z twardą, roboczą osłonką nerkową
- silikonowe pokrycie balona pozwalające na zmniejszenie tarcia między balonem a osłonką
- dostępny samodzielnie lub w zestawie (z urządzeniem pompującym Encore26)
- dostępny z osłonką PTFE lub przeźroczystą osłonką ClearSheath dla lepszej widoczności przewodu i kamieni
- dostępne średnice 24F i 30F

Specyfikacja

Numer katalogowy	Opis	Rozmiar	Osłonka
M0062101170	NephroMax High Pressure Balloon Catheter	30F x 12cm	17cm PTFE
M0062101400	NephroMax High Pressure Balloon Catheter	24F x 12cm	17cm PTFE
M0062101420	NephroMax High Pressure Balloon Catheter	30F x 12cm	17cm Clear

M0062101440	NephroMax High Pressure Balloon Catheter	30F x 15cm	20cm PTFE
M0062101180	NephroMax High Pressure Balloon Catheter Kit (Includes Encore 26 Inflator)	30F x 12cm	17cm PTFE
M0062101600	NephroMax High Pressure Balloon Catheter Kit (Includes Encore 26 Inflator)	24F x 12cm	17cm PTFE
M0062101620	NephroMax High Pressure Balloon Catheter Kit (Includes Encore 26 Inflator)	30F x 12cm	17cm Clear
M0062101640	NephroMax High Pressure Balloon Catheter Kit (Includes Encore 26 Inflator)	30F x 15cm	20cm PTFE

Informacje:**Opcje produktu:**