



Cewnik Occluder

Opis produktu:

Cewnik z balonem okluzyjnym, zaprojektowany w celu zapobiegania migracji fragmentów kamienia do moczowodu podczas procedur PCNL.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cewnik Occluder

Cewnik z balonem okluzyjnym, zaprojektowany w celu zapobiegania migracji fragmentów kamienia do moczowodu podczas procedur PCNL.

- dwa porty wejściowe, jeden na napełnienie balonu, drugi dla drutu prowadzącego lub do wstrzyknięcia kontrastu
- dopasowujący się balon, zaprojektowany do okluzji moczowodu
- widoczny w promieniach RTG, elastyczny płaszcz cewnika
- ułatwione wstrzyknięcie kontrastu podczas całej procedury
- dwa rozmiary balonu 26F i 34F

Specyfikacja

Numer katalogowy	Opis	Rozmiar
M0062201070	Occluder Occlusion Balloon Catheter	26F x 65cm
M0062201080	Occluder Occlusion Balloon Catheter	26F x 100cm
M0062201090	Occluder Occlusion Balloon Catheter	34F x 65cm
M0062201100	Occluder Occlusion Balloon Catheter	34F x 100cm

Informacje:

Model:

Balonik - przyciski: 26 Fr x 65 cm, 26 Fr x 100 cm, 34 Fr x 65 cm, 34 Fr x 100 cm