



Lingeman Percutaneous Tract Kit

Opis produktu:

Dwunastoelementowy zestaw drutów prowadzących, rozszerzaczy oraz cewników dylatacyjnych i drenażowych, stworzony z myślą o szybkim i bezpiecznym dostępie do nerki oraz efektywnym drenażu po procedurowym.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Lingeman Percutaneous Tract Kit

Dwunastoelementowy zestaw drutów prowadzących, rozszerzaczy oraz cewników dylatacyjnych i drenażowych, stworzony z myślą o szybkim i bezpiecznym dostępie do nerki oraz efektywnym drenażu po procedurowym.

Zestaw zawiera:

- 7F Occluder™ - cewnik z balonem okluzyjnym
- 20cm 18 G Introducer Needle
- drut prowadzący 0.035" ZIPwire™
- drut prowadzący 0.035" Amplatz Super Stiff
- drut prowadzący 0.035" PTFE z ruchomym rdzeniem i prostą końcówką
- drut prowadzący 0.035" PTFE z ruchomym rdzeniem i końcówką typu "J"
- 8/10 Dilator/Sheath Set
- 8F Amplatz Type Renal Dilator
- Zestaw Nephromax™ - balon dylatacyjny z twardą osłonką
- cewnik 20F Re-Entry™ Malecot
- adapter UroLok™ II
- urządzenie pompujące Encore™ 26

Specyfikacja

Numer katalogowy	Opis

M0064501150

Lingeman Percutaneous Tract Kit

Informacje:**Opcje produktu:**