

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m żółta



Opis produktu:

PINOFIT - Band to profesjonalna taśma do ćwiczeń wykonana z **czystego, naturalnego lateksu**. Dzięki progresywnemu przyrostowi oporu, produkt stanowi fundament nowoczesnej rehabilitacji oraz treningu siłowego, zapewniając bezpieczeństwo stawów i precyzyjne dawkowanie obciążenia.

Żółty Kolor taśmy Słaby Poziom oporu 45 m
Długość rolki

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

PINOFIT®-Band 45 m

Niemiecka jakość potwierdzona certyfikatem TÜV

Taśma PINOFIT® to wyrób medyczny, który przeszedł rygorystyczne testy wytrzymałościowe - gwarantuje ponad 10 000 powtórzeń rozciągania bez żadnych uszkodzeń materiału.

Dzięki zastosowaniu czystego lateksu naturalnego, taśma jest w **99% wolna od alergennych białek lateksu**. Innowacyjna technologia produkcji sprawia, że taśma nie wymaga pudrowania, a mimo to nie skleja się, co znacząco podnosi komfort pracy w gabinecie fizjoterapii i w domu.

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m żółta:

- **Liniowy rozwój oporu:** Harmonijna praca mięśni bez gwałtownych skoków napięcia.
- **Bezpieczeństwo:** Produkt testowany przez TÜV - ekstremalna odporność na rozerwanie.
- **Komfort:** Brak pudrowania i brak efektu sklejanego materiału.
- **Hipoalergiczność:** Redukcja białek lateksu minimalizuje ryzyko reakcji alergicznych.
- **Personalizacja:** Możliwość łatwego docięcia taśmy na dowolną długość.

Wszechstronność w fizjoterapii

Idealna do ukierunkowanego treningu wszystkich ważnych grup mięśniowych. Skutecznie wspiera przywracanie funkcji stawów, poprawę koordynacji oraz zwiększanie zakresu ruchu (ćwiczenia mobilizacyjne).

Specyfikacja i porównanie oporów

Parametr	Wartość dla koloru żółtego
Wymiary:	45 m x 14 cm
Opór (siła):	2,1 kg (Lekki)
Materiał:	Czysty lateks naturalny (półprzezroczysty)
Certyfikacja:	Wyrób medyczny, testowany przez TÜV
Właściwości:	Brak pudru, brak sklejanania, 99% wolny od białek alergicznych

Dostępne warianty oporu:

Beżowa (b. słaby) • **Żółta (lekki - 2,1 kg)** • Czerwona (średni) • Zielona (mocny) • Niebieska (b. mocny) • Czarna (spec. mocny)

Informacje:

Kategoria: Trenerzy dłoni
Rodzaj: guma oporowa
Kolor: żółty
Opór: 1. lekki

Model: