

PINOFIT Band taśma taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m czerwona



Opis produktu:

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m czerwona to profesjonalny wyrób medyczny o **średnim poziomie oporu**. Wykonana z czystego, naturalnego lateksu, zapewnia płynną, liniową progresję obciążenia, co gwarantuje bezpieczeństwo stawów oraz maksymalną efektywność podczas każdego treningu i sesji fizjoterapeutycznej.

Czerwony Kolor (Opór średni) ~2,9 kg Wartość oporu 45 m Długość rolki

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m czerwona

Niezastąpione wsparcie w zaawansowanej rehabilitacji i fitnessie

Model w kolorze czerwonym oferuje średni opór, dedykowany osobom kontynuującym proces fizjoterapii, sportowcom w fazie stabilizacji oraz użytkownikom domowym dążącym do poprawy kondycji i siły mięśniowej.

Dzięki technologii produkcji opartej na czystym lateksie, taśma **nie wymaga pudrowania** i wykazuje ekstremalną odporność na zmęczenie materiału. Certyfikat **TÜV** potwierdza trwałość na poziomie ponad 10 000 powtórzeń rozciągania, co czyni ją standardem premium w profesjonalnych gabinetach.

Zalety i unikalne cechy

- **Najwyższa czystość:** W 99% wolna od alergennych białek lateksu.

- **Liniowa progresja:** Harmonijny przyrost siły chroni stawy przed gwałtownym obciążeniem.
- **Bezpieczny trening:** Produkt testowany przez TÜV – brak sklejania bez użycia pudru.
- **Wyrób medyczny:** Gwarancja powtarzalności parametrów technicznych w każdej partii.
- **Ekonomia:** Rolka 45 m pozwala na precyzyjne odcinanie pasów o dowolnej długości.

Zastosowanie taśmy czerwonej (opór średni):

Fizjoterapia i Ortopedia

Kluczowy element w odbudowie funkcji mięśni i stabilizacji stawów po urazach sportowych i operacjach. Zapewnia bodziec niezbędny do progresji siły po etapie wczesnej rehabilitacji.

Fitness, Pilates i Trening domowy

Wielostronne zastosowanie w treningu ogólnorozwojowym. Idealna do wzmacniania kończyn, poprawy koordynacji oraz zwiększania wytrzymałości siłowej bez konieczności używania hantli.

Parametry techniczne i charakterystyka ciągu

Długość rozciągnięta (start 30 cm)	Żółta (słaby)	Czerwona (średni)	Zielona (mocny)	Niebieska (bardzo mocny)
50 cm	1,02 kg	1,58 kg	1,93 kg	
70 cm	1,35 kg	2,49 kg	2,73 kg	
80 cm	1,58 kg	2,95 kg	3,18 kg	
90 cm	1,81 kg	3,40 kg	3,62 kg	

Dostępna skala trudności PINOFIT®-Band:

Beżowa (b. słaby) • Żółta (lekki) • **Czerwona (średni - ok. 2,9 kg)** • Zielona (mocny) • Niebieska (bardzo mocny) • Czarna (specjalnie mocny)

Informacje:

Kategoria: Trenerzy dłoni
 Rodzaj: guma oporowa
 Kolor: pomarańczowe i czerwienie
 Opór: 2. średni

Model: