

Drabinka gimnastyczna BenchK 100

Opis produktu:

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 100 - sportowy mebel dla dzieci i dorosłych. Wspiera rozwój psychofizyczny. Ćwicząc dbamy o dobrą formę fizyczną.



BenchK

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 100

Drabinka gimnastyczna to mebel sportowy, który zajmuje tylko 0,5m². Doskonałe wyposażenie pokoju zarówno dziecka jak i dorosłego. Konstrukcja wytrzymuje obciążenie do 120kg. Wspiera rozwój psychofizyczny. Ćwicząc wzmacniamy swoje mięśnie, a szczególnie więzadła i ścięgna, co jest potrzebne dla tych, którzy chcą uprawiać sport i cieszyć się dobrą formą fizyczną.

Bawiąc się wspólnie z dzieckiem to dobry pomysł na spędzanie czasu w gronie rodzinnym.

Drabinka wykonana jest z olejowanego drewna bukowego.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana). Montaż do ściany nie jest możliwy do ścianki działowej cieńszej niż 12 cm. oraz do ściany gips-karton. Montaż rozporowy nie jest możliwy w

przypadku podwieszanego sufitu.

Decyzja o i odpowiedzialność o sposobie montażu drabinki leży po stronie klienta.

Informacje:

Materiał: drewno
Szerokość: 64 cm
Rodzaj: drabinka
Kolor: beże i brązy
Kolor: jasne drewno bukowe
Wysokość: 220 cm
Sposób mocowania: do ściany
Maksymalna waga użytkownika: 120 kg
Wymiary: 220 cm x 64 cm
Szczegół: 8 owalnych - z drewna bukowego (30 mm x 40 mm)
Waga produktu: 14 kg
Wysokość pomieszczenia do instalacji: od 230 cm

Model: