



BenchK®

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 111

Opis produktu:

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 111 to plac zabaw i sala gimnastyczna w jednym. Drabinka sportowa zajmuje mało miejsca, do jej zamontowania potrzeba tylko 0,5m². Sprzęt można rozbudować dodając nowe dedykowane akcesoria

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 111

Drabinka gimnastyczna niesie za sobą mnóstwo korzyści. Do zamontowania jej potrzebujemy tylko 0,5 m². Pomaga w rozwoju fizycznym dziecka, a także rozładowuje jego nadmiar energii i emocji. Wersja drabinki z drążkiem dodatkowo umożliwia podciąganie się co jest ważne w ćwiczeniu prawidłowej postawy. Z drabinki mogą korzystać rodzice. Drabinka wytrzymuje obciążenie do 120kg, a sam drążek do 50kg.

Materiał z jakiego wykonany jest sprzęt to olejowane drewno bukowe, bardzo gładkie w dotyku

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Montaż do ściany nie jest możliwy do ścianki działowej cieńszej niż 12 cm. oraz do ściany gips-karton.

Decyzja o i odpowiedzialność o sposobie montażu drabinki leży po stronie klienta.

Informacje:

Materiał: drewno
Kategoria: Drabinki gimnastyczne
Szerokość: 67 cm
Rodzaj: drabinka
Kolor: beże i brązy
Kolor: jasne drewno bukowe
Wysokość: 230 cm
Sposób mocowania: do ściany
Maksymalna waga użytkownika: 120 kg
Wymiary: 220 cm x 67 cm
Drażek: zdejmowany - z drewna bukowego
Profile: metalowe
Szczelby: 8 owalnych - z drewna bukowego (30 mm x 40 mm)
Waga produktu: 20 kg
Wysokość pomieszczenia do instalacji: od 230 cm

Model: