

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m niebieska



Opis produktu:

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m niebieska to profesjonalne rozwiązanie o **bardzo mocnym oporze**, przeznaczone dla sportowców oraz osób na zaawansowanym etapie rewalidacji. Wykonana z czystego lateksu naturalnego, oferuje najwyższą precyzję obciążenia, niezbędną do budowania siły i stabilizacji przy maksymalnej intensywności.

Niebieski Kolor (B. mocny) Bardzo mocny Poziom oporu 45 m Długość rolki

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m niebieska

Maksymalny opór dla profesjonalnego treningu i fizjoterapii

Taśma niebieska generuje bardzo wysoki opór, co czyni ją idealnym wyborem do zaawansowanego treningu siłowego, kształtowania sylwetki oraz ćwiczeń stabilizujących w profesjonalnym sporcie.

Jako produkt medyczny z certyfikatem **TÜV**, taśma PINOFIT® zapewnia ekstremalną trwałość (ponad 10 000 powtórzeń). Innowacyjna struktura lateksu sprawia, że materiał **nie wymaga pudrowania i nie skleja się**, co jest kluczowe przy dużych napięciach generowanych podczas ćwiczeń z niebieską taśmą.

Dlaczego warto wybrać PINOFIT®-Band?

- **Harmonijna praca:** Liniowy przyrost oporu zapobiega nagłym przeciążeniom aparatu ruchu.

- **Czystość materiału:** W 99% wolna od alergennych białek lateksu – bezpieczeństwo dla skóry.
- **Profesjonalna jakość:** Niemiecka precyzja wykonania gwarantująca powtarzalność oporu.
- **Bezproblemowa obsługa:** Brak pudru ułatwia utrzymanie czystości w strefie ćwiczeń.
- **Optymalne wymiary:** Szerokość 14 cm zapewnia stabilne przyleganie taśmy do dłoni i ciała.

Idealna do zaawansowanych celów:

Przygotowanie motoryczne i sport wyczynowy

Wykorzystywana przez profesjonalne grupy sportowe do wzmacniania wytrzymałości siłowej oraz ćwiczeń plyometrycznych. Stanowi skuteczną alternatywę dla ciężkich maszyn treningowych.

Zaawansowana fizjoterapia funkcjonalna

Niezastąpiona w końcowych fazach rehabilitacji ortopedycznej, gdzie wymagany jest bardzo duży bodziec do pełnej odbudowy funkcji mięśniowych i stabilizacji stawów.

Parametry techniczne i charakterystyka oporu

Długość rozciągnięta (start 30 cm)	Czerwona (średni)	Zielona (mocny)	Niebieska (bardzo mocny)
50 cm	1,58 kg	1,93 kg	2,83 kg
70 cm	2,49 kg	2,73 kg	4,08 kg
80 cm	2,95 kg	3,18 kg	4,64 kg
90 cm	3,40 kg	3,62 kg	5,45 kg

Skala intensywności PINOFIT®:

Beżowa • Żółta • Czerwona • Zielona • **Niebieska (bardzo mocny)** • Czarna

Informacje:

Kategoria: Trenerzy dłoni
 Rodzaj: guma oporowa
 Kolor: odcienie niebieskiego
 Opór: 3. ciężki

Model: