

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 111+A204



BenchK®

Opis produktu:

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 111+A204 pomaga inspirować dziecko do podejmowania nowych aktywności ruchowych. Jest świetnym prezentem na urodziny, Mikołajki czy Dzień Dziecka.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 111+A204

Drewniana drabinka gimnastyczna sprawdzi się u każdego dziecka niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Wspiera rozwój psychofizyczny poprzez zabawę. Realnie pomaga przy rozładowaniu emocji, a poprzez zabawę zachęca do aktywności fizycznej.

Podstawa konstrukcji wytrzymałe obciążenie do 120 kg. Dlatego również dorośli mogą ćwiczyć na drabince. Same akcesoria czyli kółka gimnastyczne i lina z huśtawką mogą być obciążone do 50kg. Sprzęt zajmuje tylko 0,5m² w pomieszczeniu.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Montaż do ściany nie jest możliwy do ścianki działowej cieńszej niż 12 cm. oraz do ściany gips-karton.

Decyzja o i odpowiedzialność o sposobie montażu drabinki leży po stronie klienta.

Informacje:

Materiał: drewno
Kategoria: Drabinki gimnastyczne
Szerokość: 67 cm
Akcesoria: drewniane kółka gimnastyczne
Akcesoria: lina bawełniana
Akcesoria: drewniana huśtawka
Rodzaj: drabinka
Kolor: jasne drewno bukowe
Kolor: beże i brązy
Wysokość: 220 cm
Sposób mocowania: do ściany
Maksymalna waga użytkownika: 120 kg
Wymiary: 220 cm x 67 cm
Drażek: zdejmowany - z drewna bukowego
Szczęble: 8 owalnych - z drewna bukowego (30 mm x 40 mm)
Waga produktu: 23 kg
Wysokość pomieszczenia do instalacji: od 230 cm

Model: