

Drewniany drążek do podciągania BenchK PB204



BenchK®

Opis produktu:

Drewniany drążek do podciągania BenchK PB204 można zamontować na różnych wysokościach dzięki czemu jest dobry zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Służy do podciągania angażując różne grupy mięśni.

Akcesoria do drabinek pasują wyłącznie do drabinek firmy BenchK.


Zdjęcia produktu:



BenchK®



BenchK®



Szczegółowy opis produktu:

Drewniany drążek do podciągania BenchK PB204

Drewniany drążek do podciągania wykonany z ręcznie olejowanego drewna bukowego. Drążek jest zdejmowany co umożliwia powieszenie go na różnych wysokościach w zależności od preferencji. Mocowanie jest bezpieczne, można wykonywać na nim ćwiczenia angażując różne grupy mięśni. Wykończenie nie zawiera ostrych krawędzi, nie powoduje reakcji alergicznych. Zajmuje mało miejsca. Kompatybilny z modelami drabinek serii BenchK 110 i 410

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Informacje:

Materiał: drewno
Szerokość: 57 cm
Rodzaj: drążek

Model:

Kolor: beże i brązy

Kolor: jasne drewno bukowe

Sposób mocowania: regulowany

Waga produktu: 6 kg