

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m czarna




Opis produktu:

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m czarna to najmocniejszy wariant w ofercie, zaprojektowany do profesjonalnego treningu siłowego. Wykonana z **czystego lateksu naturalnego**, zapewnia opór na poziomie **5,1 kg**, co pozwala na budowanie masy mięśniowej i mocy eksplozywnej przy zachowaniu liniowej charakterystyki pracy.

Czarny Kolor (Super mocna) 5,1 kg Wartość oporu 45 m Długość rolki

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m czarna

Nasza najmocniejsza opcja - bezkompromisowa siła dla profesjonalistów

Taśma PINOFIT® w kolorze czarnym (super mocna) umożliwia ukierunkowany i efektywny trening wszystkich głównych grup mięśniowych, stanowiąc mobilną alternatywę dla maszyn siłowych.

To **wyrób medyczny** klasy premium, który przeszedł rygorystyczne testy **TÜV** - producent gwarantuje ponad 10 000 cykli rozciągania bez żadnych defektów. Dzięki zastosowaniu czystego lateksu (99% wolnego od białek alergicznych), taśma jest półprzezroczysta, nie wymaga pudrowania i nie wykazuje efektu klejenia, co znacząco podnosi komfort intensywnych sesji treningowych.

Zalety i szczegóły techniczne

- **Super mocny opór (5,1 kg):** Idealny do budowania siły i masy mięśniowej.
- **Liniowy rozwój siły:** Optymalne właściwości wydłużania bez gwałtownych skoków

napięcia.

- **Czysty naturalny lateks:** Półprzezroczysty materiał bez zbędnych dodatków i chemii.
- **Innowacyjna powierzchnia:** Brak pudru, a mimo to brak uciążliwego klejenia się materiału.
- **Trwałość TÜV:** Gwarancja bezpieczeństwa przy ekstremalnych obciążeniach.

Wszechstronne zastosowanie:

Zaawansowany trening siłowy i koordynacyjny

Dedykowana do intensywnego treningu terapeutycznego oraz sportowego. Pozwala na skuteczne przywracanie funkcji mięśni i stawów przy wysokich wymaganiach siłowych.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Opór (siła):	5,1 kg (Super mocna)
Wymiary:	45 m x 14 cm
Tworzywo:	Czysty lateks naturalny (99% wolny od alergenów)
Certyfikacja:	TÜV (gwarancja 10 000 cykli), Wyrób Medyczny

Dostępna skala trudności PINOFIT®-Band:

Beżowa • Żółta • Czerwona • Zielona • Niebieska • **Czarna (super mocna - 5,1 kg)**

Informacje:

Kategoria: Trenerzy dłoni
 Rodzaj: guma oporowa
 Kolor: czarny
 Opór: 3. ciężki

Model: