



BenchK®

Drewniany drążek do podciągania BenchK PB076

Opis produktu:

Drewniany drążek do podciągania BenchK PB076 można zamontować na różnych wysokościach dzięki czemu jest dobry zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Służy do podciągania angażując różne grupy mięśni.

Akcesoria do drabinek pasują wyłącznie do drabinek firmy BenchK.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Drewniany drążek do podciągania BenchK PB076

Zdejmowany drewniany drążek do podciągania umożliwia zawieszenie go na drabince gimnastycznej na preferowanej wysokości i wykonywanie różnych ćwiczeń. Gładkie wykończenie, dzięki olejowanej powierzchni drewna bukowego. Pasuje do drabinek gimnastycznych z serii BenchK 2, 3, 5 oraz 7.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Informacje:

Materiał: drewno
Szerokość: 57 cm

Model:

Rodzaj: drążek

Kolor: beże i brązy

Kolor: drewno bukowe w kolorze dębu

Sposób mocowania: regulowany

Waga produktu: 6 kg