

Drążek do podciągania BenchK PB2B/W



Opis produktu:

Drążek do podciągania BenchK PB2B/W – dodatkowe akcesorium do drabinki sportowej.

Akcesoria do drabinek pasują wyłącznie do drabinek firmy BenchK.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Drążek do podciągania BenchK

Metalowy drążek do podciągania pasuje do drabinek BenchK z całych serii 3, 7 oraz 2. Montowany na stałe, posiada 6 antypoślizgowych uchwytów. Metalowe wsporniki o grubości 4mm. Profile 50 x 40 mm i rurka o średnicy 27,2 mm (grubość ścianki 2 mm)

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Informacje:

Materiał: metal
Rodzaj: drążek
Kolor: czarny mat
Sposób mocowania: regulowany
Waga produktu: 7 kg

Model:

Kolor: Biały, Czarny