

Poręcz do ćwiczeń BenchK DB1W/B

Opis produktu:


Poręcz do ćwiczeń BenchK DB1W – dodatkowe akcesorium do drabinki sportowej.

Akcesoria do drabinek pasują wyłącznie do drabinek firmy BenchK.



BenchK®

Zdjęcia produktu:



BenchK®



Szczegółowy opis produktu:

Poręcz do ćwiczeń BenchK DB1W

Poręcz pasuje do drabinek gimnastycznych z całej serii BenchK DB1W. Mocowanie na 4 haki o grubości 4 mm z filcowym podkładem. Podłokietniki oraz podkład pod plecy wykonane są z pianki bazującej na profilu 50×40 mm o grubości 2 mm. Poręcze po odwróceniu i ponownym zawieszeniu na drabince mogą służyć jako uchwyt na sztangę.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Informacje:

Materiał: metal
Materiał: poliuretan
Rodzaj: poręcz
Kolor: biały mat
Kolor: czarny mat
Kolor: czarne lub biały mat
Sposób mocowania: regulowany
Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
Waga produktu: 11 kg

Model:

Kolor: Biały, Czarny