

Ławka do ćwiczeń BenchK B1B



Opis produktu:

Ławka do ćwiczeń BenchK B1B – dodatkowe akcesorium do drabinki sportowej. Ławka umożliwia wykonywanie różnorodnych ćwiczeń na brzuch, ćwiczeń pod kątem ze sztangą albo hantlami.

Akcesoria do drabinek pasują wyłącznie do drabinek firmy BenchK.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ławka do ćwiczeń BenchK B1B

Dwustronna ławka BenchK B1B z dodatkowym siedziskiem oraz czterema rolkami pod kolana. Pasuje do drabinek gimnastycznych z całej serii BenchK 310 i 710. Nie zawiera żadnego elementu z ekoskóry czy gąbki. Całe podparcie pod plecy (dodatkowo małe siedzisko, rolki pod kolana) to jest jednolity element z integralnego poliuretanu. Metalowy szkielet został wyprodukowany z profilu 50 x 40 mm o grubości 2 mm. Malowana proszkowo — czarny mat. Ławka umożliwia wykonywanie różnorodnych ćwiczeń na brzuch, ćwiczeń pod kątem ze sztangą albo hantlami. Ławka BenchK B1B stworzona specjalnie do serii BenchK 310 i BenchK 710.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Informacje:

Materiał: metal
Materiał: poliuretan
Rodzaj: ławka
Kolor: czarny mat
Sposób mocowania: regulowany
Waga produktu: 19 kg

Model: