

Drabinka gimnastyczna BenchK 522W+A204

Opis produktu:

Drabinka gimnastyczna

BenchK 522W+A204 – wytrzymała konstrukcja z metalowymi białymi profilami. Drabinka zawiera drewniane kółka gimnastyczne, line bawełnianą z huśtawką drewnianą, metalowy drążek do podciągania i poręcz z podłokietnikami i uchwytami na sztangę



BenchK®

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Drabinka gimnastyczna BenchK 522W+A204

Wielofunkcyjna drabinka gimnastyczna BenchK 522W+A204 jest stabilną konstrukcją przeznaczoną zarówno dla dzieci jak i rodziców. Biały kolor drabinki wraz ze szczelkami z naturalnego drewna bukowego tworzy stonowaną kolorystykę, sprzęt doskonale wkomponowuje się w aranżację wielu wnętrz.

Drabinka BenchK 522W+A204 została wykonana z metalowych profili (40 mm x 50 mm) oraz bukowych, olejowanych ręcznie szczelków. Jednolite pionowe profile boczne zostały pomalowane proszkowo na biało. Akcesoria gimnastyczne stanowią drewniane kółka gimnastyczne, lina bawełniana z huśtawką drewnianą. Maksymalna waga użytkownika akcesoriów – 80 kg.

Atutem drabinki BenchK 522W+A204 są poręcze do ćwiczeń (dip bar) z podłokietnikami z pianki poliuretanowej z uchwytami pod sztangę (maksymalna waga sztangi – 90 kg). Możliwość montowania rozporowego (brak konieczności wiercenia). Maksymalna waga osoby ćwiczącej na drabinie wynosi aż 150 kg. Mebel gimnastyczny zajmuje tylko 1m2 tworząc w taki sposób małą domową siłownię.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana). Montaż do ściany nie jest możliwy do ścianki działowej cieńszej niż 12 cm. oraz do ściany gips-karton. Montaż rozporowy nie jest możliwy w przypadku podwieszanego sufitu.

Decyzja o i odpowiedzialność o sposobie montażu drabinki leży po stronie klienta.

Parametry techniczne

Wymiary	230-240 cm x 67 cm
Sposób mocowania	do ściany
Profile	metalowe
Szczelki	8 owalnych szczelki z drewna bukowego (30 mm x 40 mm)
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
Akcesoria	drewniane kółka gimnastyczne, lina bawełniana, drewniana huśtawka, poręcz z podłokietnikami i uchwytami na sztangę
Wysokość pomieszczenia do instalacji	od 240 cm
Waga produktu	40 kg
Kolor	białe matowe profile, jasne drewno bukowe.

Instrukcja montażu

Informacje:

Materiał: metal
Materiał: drewno

Opcje produktu:

Szerokość: 67 cm

Rodzaj: drabinka

Kolor: biały mat

Wysokość: 230 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Sposób mocowania: do ściany