

Poręcz do ćwiczeń BenchK DB0W

Opis produktu:

Poręcz do ćwiczeń BenchK DB0W – dodatkowe akcesorium do drabinki sportowej w kolorze białym.

Akcesoria do drabinek pasują wyłącznie do drabinek firmy BenchK.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Poręcz do ćwiczeń BenchK DB0W

Poręcze do ćwiczeń BenchK DB0W jest mocowane na 4 haki o grubości 4 mm, haki zawierają podkład z filcu, aby zapobiec porysowaniu drewnianych szczebelków drabinki. Poręcz może być ustawiona w dwóch pozycjach: do podnoszenia nóg lub odwrócona - jako uchwyt pod sztangę. Zdejmowana konstrukcja poręcza pozwala z łatwością zmieniać ich wysokość.

Poręcze DB0W zawierają wytrzymałe i łatwe w pielęgnacji podłokietniki z integralnej pianki poliuretanowej oraz cztery antypoślizgowe ręczki. Poręcze do ćwiczeń BenchK DB0W zostały zaprojektowane specjalnie dla serii BenchK 4, poręcz jest kompatybilne z wszystkimi drabinkami

BenchK.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Parametry techniczne

Waga produktu	11 kg
Kolor	Biały mat lakierowany proszkowo

Instrukcja montażu

Informacje:

Materiał: poliuretan
Rodzaj: poręcz
Kolor: biały mat
Sposób mocowania: regulowany

Opcje produktu: