

Ławka do ćwiczeń BenchK DB0W


Opis produktu:

Ławka do ćwiczeń BenchK – dodatkowe akcesorium do drabinki sportowej do serii BenchK 410. Ławka umożliwia wykonywanie różnorodnych ćwiczeń na brzuch, ćwiczeń pod kątem ze sztangą albo hantlami.

Akcesoria do drabinek pasują wyłącznie do drabinek firmy BenchK.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ławka do ćwiczeń BenchK DB0W

Dwustronna ławka BenchK 4 dwiema rolkami pod kolana. Nie zawiera żadnego elementu z ekoskóry czy gąbki. Całe podparcie pod plecy oraz rolki pod kolana to jednolity element z integralnego poliuretanu. Metalowy szkielet, malowany proszkowo na biały mat, został wyprodukowany z profilu 50 x 40 mm o grubości 2 mm. Ławka umożliwia wykonywanie różnorodnych ćwiczeń na brzuch, ćwiczeń pod kątem ze sztangą albo hantlami. Ławka BenchK DB0W stworzona specjalnie do serii BenchK 4.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Parametry techniczne

Waga produktu	14 kg
Kolor	biały mat

Instrukcja montażu

Informacje:

Materiał: metal
Materiał: poliuretan
Rodzaj: ławka
Kolor: biały mat
Sposób mocowania: regulowany

Opcje produktu: