



BenchK®

Drabinka gimnastyczna BenchK 523B

Opis produktu:

Drabinka sportowa 523B – wielofunkcyjny sprzęt sportowy rozbudowany w górny metalowy drążek do podciągania, poręcz do ćwiczeń (dip bar) z podłokietnikami z pianki poliuretanowej z uchwytami pod sztangę (maksymalna waga sztangi 200 kg) i ławeczkę do ćwiczeń.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Drabinka gimnastyczna BenchK 523B

Drabinka BenchK 523B z montowanym na stałe metalowym drążkiem do podciągania, poręczą do ćwiczeń i ławeczką. Wielofunkcyjna drabinka gimnastyczna BenchK 523B to sprzęt, który można wykorzystać do codziennej pracy nad swoją sprawnością fizyczną. Do jej montażu wystarczy mniej niż 1 m2 powierzchni, dzięki czemu z pewnością zmieści się w każdym mieszkaniu i biurze.

Boczne metalowe profile pomalowano proszkowo na czarny mat – są jednolite, co znacznie zwiększa trwałość drabinki. Drabinka ma 8 owalnych bukowych, ręcznie olejowanych szczelbelków. Ławka, rolki pod kolana oraz podłokietniki są jednolitym elementem z integralnego poliuretanu. Są one solidne oraz łatwe w pielęgnacji.

BenchK udziela 10-letniej gwarancji na wszystkie metalowe elementy drabinki. Maksymalna waga użytkownika drabinki BenchK 523B to aż 150 kg. Drabinę BenchK 523B można zamontować rozporowo pomiędzy sufitem a podłogą lub przykręcić do ściany. Niezależnie od tego, na który wariant się zdecydujemy, jej montaż nie zajmie nam dużo czasu.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana). Montaż do ściany nie jest możliwy do ścianki działowej cieńszej niż 12 cm. oraz do ściany gips-karton. Montaż rozporowy nie jest możliwy w przypadku podwieszanego sufitu.

Decyzja o i odpowiedzialność o sposobie montażu drabinki leży po stronie klienta.

Parametry techniczne

Wymiary	230-240 cm x 67 cm
Sposób mocowania	do ściany
Profile	metalowe
Szczelble	8 owalnych szczelbli z drewna bukowego (30 mm x 40 mm)
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
Akcesoria	górny metalowy drążek do podciągania, poręcze do ćwiczeń (dip bar) z podłokietnikami i uchwytami pod sztangę
Wysokość pomieszczenia do instalacji	od 240 cm
Waga produktu	51 kg
Kolor	czarne matowe profile, drewno bukowe w kolorze dębu

Instrukcja montażu

Informacje:

Materiał: metal
Materiał: drewno
Szerokość: 67 cm

Opcje produktu:

Rodzaj: drabinka
Kolor: czarny mat
Wysokość: 230 cm
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
Sposób mocowania: do ściany