

## Poręcz do ćwiczeń BenchK DB0B

### Opis produktu:

**Poręcz do ćwiczeń BenchK DB0B** – dodatkowe akcesorium do drabinki sportowej w kolorze czarnym.

Akcesoria do drabinek pasują wyłącznie do drabinek firmy BenchK.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Poręcz do ćwiczeń BenchK DB0B

Poręcze do ćwiczeń BenchK DB0B są mocowane na 4 haki o grubości 4 mm, haki zawierają podkład z filcu, aby zapobiec zarysowaniu drewnianych szczebelków drabinki. Zdejmowana konstrukcja poręczy pozwala z łatwością zmieniać ich wysokość. Poręcze po odwróceniu i ponownym zawieszeniu na drabinie mogą służyć jako uchwyt na sztangę o maksymalnej wadze 200 kg. Poręcze DB0B zawierają wytrzymałe i łatwe w pielęgnacji podłokietniki z integralnej pianki poliuretanowej oraz cztery antypoślizgowe ręczki. Poręcze do ćwiczeń BenchK DB0B zostały zaprojektowane specjalnie dla serii BenchK 5, lecz są kompatybilne ze wszystkimi drabinkami BenchK.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Parametry techniczne

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Waga produktu               | 11 kg                            |
| Kolor                       | Czarny mat lakierowany proszkowo |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg                           |
| Materiał                    | metal, poliuretan                |

Instrukcja montażu

Informacje:

Materiał: metal  
Materiał: poliuretan  
Rodzaj: poręcz  
Kolor: czarny mat  
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg  
Sposób mocowania: regulowany

Opcje produktu: