


Ławka do ćwiczeń BenchK B0B

Opis produktu:

Ławka do ćwiczeń BenchK B0B – dodatkowe akcesorium do drabinki sportowej do serii BenchK 510. Ławka umożliwia wykonywanie różnorodnych ćwiczeń na brzuch, ćwiczeń pod kątem ze sztangą albo hantlami.

Akcesoria do drabinek pasują wyłącznie do drabinek firmy BenchK.



BenchK®

Zdjęcia produktu:



BenchK®



BenchK®

Szczegółowy opis produktu:

Ławka do ćwiczeń BenchK B0B

Dwustronna ławka BenchK B0B z dwiema rolkami pod kolana. Nie zawiera żadnego elementu z ekoskóry czy gąbki. Całe podparcie pod plecy oraz rolki pod kolana to jednolity element z integralnego poliuretanu. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn i technologii. Metalowy szkielet, malowany proszkowo na czarno mat, został wyprodukowany z profilu 50 x 40 mm o grubości 2 mm. Ławka umożliwia wykonywanie różnorodnych ćwiczeń na brzuch, ćwiczeń pod kątem ze sztangą albo hantlami. Ławka BenchK B0B stworzona specjalnie do serii BenchK 5.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Parametry techniczne

Waga produktu	14 kg
Kolor	czarny mat

Instrukcja montażu

Informacje:

Materiał: poliuretan
Rodzaj: ławka
Kolor: czarny mat
Sposób mocowania: regulowany

Opcje produktu: