

Drażek do podciągania BenchK PB3B/W




BenchK®

Opis produktu:

Drażek do podciągania BenchK PB3B/W – dodatkowe akcesorium do drabinki sportowej w kolorze czarnym.

Akcesoria do drabinek pasują wyłącznie do drabinek firmy BenchK.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Drażek do podciągania BenchK PB3B/W

Drążek do podciągania PB3B/W zawiera 4 haki o grubości 4 mm z filcowym podkładem, aby zapobiec porysowaniu drewnianych szczebelków na drabince gimnastycznej. Zdemontowana konstrukcja pozwala regulować wysokość drążka PB3B/W albo zmianę pozycji. Po obróceniu drążka do podciągania PB3B/W można go wykorzystywać jako uchwyt pod sztangę. Maksymalna waga sztangi z obciążeniem wynosi 200 kg.

Drążek do podciągania BenchK PB3B/W jest stworzony specjalnie dla serii BenchK 710. Pasuje do drabinek gimnastycznych BenchK serii 210 i 310.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Parametry techniczne

Waga produktu	11 kg
Kolor	czarny lub biały mat lakierowany proszkowo
Rozstaw drążka	116,5 cm
Materiał	metal, poliuretan

Instrukcja montażu

Informacje:

Materiał: poliuretan
 Materiał: metal
 Rodzaj: drążek
 Kolor: czarny mat
 Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
 Sposób mocowania: regulowany

Model:

Kolor: Biały, Czarny