

Jednorazowe radioprzezierne elektrody EKG



Opis produktu:

Elektroda EKG przeznaczona do badań rentgenowskich. Pokryta żelam stałym oraz pianką polietylenową, opakowanie zawiera 50 szt.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe radioprzezierne elektrody EKG

Elektroda jednokrotnego użytku do **badań EKG**. Przeznaczona do monitorowania i diagnostyki młodzieży oraz dorosłych. Dzięki zastosowaniu czujnika węglowego jest ona niewidoczna w promieniach Roentgena i **zalecana do stosowania podczas badań radiologicznych**.

Index	Parametry	Właściwości	Zdjęcie	Ilość szt. w opakowaniu
EK-S 30 PSG RTG	- typ: pediatryczna, jednokrotnego użycia, niesterylna - materiał bazowy: pianka polietylenowa - żel: stały	- radioprzezierna, - elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, - hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na		50

	• czujnik: węglowy • kształt: okrągła z wypustką • rozmiar: średnica 30 mm	powierzchni ciała, • ergonomiczny kształt ułatwiający aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta, • nie zawiera lateksu i PVC		
EK-S 45 PSG RTG	• typ: uniwersalna, jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: stały • czujnik: węglowy • kształt: okrągła z wypustką • rozmiar: 45 x 42 mm	• radioprzezierna, • elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, • hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała, • ergonomiczny kształt ułatwiający aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta, • nie zawiera lateksu i PVC		50

Informacje:

Użycie: jednorazowe

Kategoria: Elektrody

Rodzaj elektrod EKG: Pediatryczne

Model:

Elektrody EKG radioprzezierne: EK-S 30 PSG RTG - średnica 30 mm, żel stały, pianka polietylenowa , EK-S 45 PSG RTG - 45x42 mm, żel stały, pianka polietylenowa