



Jednorazowe elektrody EKG do testów wysiłkowych oraz badań holterowskich

Opis produktu:

Elektrody EKG przeznaczone do **badania holterowskich i testów wysiłkowych**.
Opakowanie zawiera 50 szt.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe elektrody EKG do testów wysiłkowych oraz badań holterowskich

Elektrody EKG pokryte są pianką polietylenową i klejem o bardzo wysokiej adhezji zapewniają doskonałą przyczepność elektrod.

Index	Parametry	Właściwości	Zdjęcie	Ilość szt. w o
-------	-----------	-------------	---------	----------------

				pak owa niu
EK-S 35 PSG ST	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: stały • czujnik: Ag/AgCl • rozmiar: 35 x 50 mm	• elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna • hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • nie zawiera lateksu i PVC		50
EK-S 39 PSG	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: stały • czujnik: Ag/AgCl • rozmiar: 36 x 39 mm	• elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna • hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • nie zawiera lateksu i PVC		50
EK-S 60 P	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: ciekły • czujnik: Ag/AgCl • rozmiar: 55 x 40 mm	• elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna • hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • dodatkowe wycięcie zapewnia stabilne połączenie elektrody z przewodem. • nie zawiera lateksu i PVC		50
EK-S 60 PSG	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: stały • czujnik: Ag/AgCl • rozmiar: 55 x 40 mm	• elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna • hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • unikalne nacięcie w elektrodzie pozwala na zamocowanie elektrody i przewodów dołączeniowych w trwały i komfortowy dla pacjenta sposób, gwarantując tym samym stabilność i ciągłość przesyłu sygnału EKG • nie zawiera lateksu i PVC		50
EK-S 60 PSG XC	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: stały • czujnik: Ag/AgCl • rozmiar: 55 x 40 mm	• elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna • hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • unikalne nacięcie w elektrodzie pozwala na zamocowanie elektrody i przewodów dołączeniowych w trwały i komfortowy dla pacjenta sposób, gwarantując		50

		tym samym stabilność i ciągłość przesyłu sygnału EKG		
EK-S 61 P	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: ciekły • czujnik: Ag/AgCl • rozmiar: 55 x 53 mm	• nie zawiera lateksu i PVC • elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna • hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • dodatkowe wycięcie zapewnia stabilne połączenie elektrody z przewodem. • nie zawiera lateksu i PVC		50
EK-S 61 PSG	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: stały • czujnik: Ag/AgCl • rozmiar: 55 x 53 mm	• elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna • hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • dodatkowe wycięcie zapewnia stabilne połączenie elektrody z przewodem. • nie zawiera lateksu i PVC		50

Informacje:

Użycie: jednorazowe

Kategoria: Elektrody

Rodzaj elektrod EKG: Pediatryczne

Model:

Elektrody EKG do testów wysiłkowych i badań holterowskich: EK-S 39 PSG - 36x39 mm, żel stały, pianka polietylenowa, EK-S 35 PSG ST - 35x50 mm, żel stały, pianka polietylenowa, EK-S 60 P - 55x40 mm, żel ciekły, pianka polietylenowa, EK-S 60 PSG - 55x40 mm, żel stały, pianka polietylenowa, EK-S 60 PSG XC - 55x40 mm, żel stały, pianka polietylenowa, EK-S 61 P - 55x53 mm, żel ciekły, pianka polietylenowa, EK-S 61 PSG - 55x53 mm, żel stały, pianka polietylenowa