

Przyssawkowa elektroda EKG wielokrotnego użytku



Opis produktu:

Przyssawkowa elektroda EKG wielokrotnego użytku do **badań EKG - 6szt.** Dostępna w dwóch rozmiarze o średnicy 24 mm.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektrody przyssawkowe EKG Komplet 6 szt. Elektrody przyssawkowe EKG to akcesoria medyczne będące niezbędnym elementem każdego badania elektrokardiograficznego (nazywanego badaniem EKG) przeprowadzonego w celu zbadania potencjału czynnościowego serca. EKG umożliwia wykrycie ewentualnych zaburzeń pracy mięśnia sercowego. Poniższe elektrody są wyrobem medycznym klasy I, polecanym przy badaniu osób dorosłych i młodzieży. Mogą zostać wykorzystane zarówno podczas standardowych, jak i specjalistycznych badań. Przeznaczone są do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki.

Cechy produktu:

- przeznaczone do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki,
- wyposażone we wtyk bananowy o średnicy 4 mm,
- średnica podstawy elektrody: 24 mm,
- gwarancja jakości: 24 miesiące od daty produkcji.

Produkt sprzedawany jest w kompletach po 6 sztuk. W każdym zestawie znajdują się elektrody w kolorach:

- żółtym, zielonym, czerwonym, fioletowym, czarnym i brązowym.

Typ	Wielokrotnego użycia, niesterylna
Czujnik	Ag/AgCl
Rozmiar	24 mm

Kolor	Różnokolorowe
Ilość sztuk w opakowaniu	6

Informacje:

Użycie: wielorazowe
Typ elektrody: przyssawkowe
Kategoria: Elektrody
Rodzaj elektrod EKG: Pediatriczne
Dla Serca - Sorimex: tak

Model:

Elektrody EKG wielokrotnego użytku: EP-24
średnica 24 mm, EP-15 średnica 15 mm