

Elektroda klamrowa Ag/AgCl

Opis produktu:

Klamrowa elektroda EKG zaciskowa wielokrotnego użytku do badań EKG. W opakowaniu znajdują się 4 sztuki.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Klamrowa elektroda zaciskowa Ag/AgCl

Elektroda wielokrotnego użytku do badań EKG. Elektroda występuje w dwóch wariantach:

- EKK-1 dla dorosłych z plastikowym klipsem
- EKK-2 pediatryczna z plastikowym klipsem

Dane techniczne:

typ	wielokrotnego użycia
czujnik	Ag/AgCl
Model	EKK-1 dla dorosłych z plastikowym klipsem EKK-2 pediatryczna z plastikowym klipsem
kolory	czerwony, zielony, żółty, czarny
ilość sztuk w opakowaniu	4

Klamrowa elektroda zaciskowa Ag/AgCl dla dorosłych

Informacje:

Użycie: wielorazowe
Typ elektrody: przyssawkowe
Kategoria: Elektrody
Rodzaj elektrod EKG: Pediatriczne
Dla Serca - Sorimex: tak

Model:

Elektrody EKG wielokrotnego użytku: EKK-1 dla dorosłych z plastikowym klipsem, EKK-2 pediatryczna z plastikowym klipsem