



Aparat do krioterapii miejscowej Kryotur 600

Opis produktu:

Aparat do krioterapii miejscowej przystosowany do obsługi głowic mrozących lub mankietu chłodzącego, bez głowic i mankietów, dostarczany z płynem chłodniczym.

Produkt archiwalny. Zobacz: Cryoflow ICE-IR - aparat do krioterapii

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kryotur 600 to **aparat do krioterapii miejscowej** za pomocą specjalnych aplikatorów - głowicy chłodzącej lub mankietu gumowego.

Zastosowanie:

- rehabilitacja,
- reumatologia,
- ortopedia,
- neurologia.

Możliwości zabiegowe:

- 5 różnych trybów pracy,
- aplikatory: głowica chłodząca, mankiet gumowy,
- duży wybór nasadek na głowicę chłodzącą.

Tryb „Bio cykle” - I etap to schładzanie aplikatora do najniższej zadanej temperatury. Po czym faza schładzania kończy się. Temperatura mankietu wzrasta od przekazywanego od pacjenta ciepła. Po osiągnięciu max. temperatury ustawionej na urządzeniu następuje ponowne włączenie chłodzenia.

Ilość skończonych cykli pracy pokazywana jest na wyświetlaczu. Praca w trybie STIM (KET) - dwa rodzaje terapii: schładzanie powierzchni ciała pacjenta i stosowanie różnego rodzaju prądów stymulacyjnych w tym samym czasie.

Cechy charakterystyczne:

- prosta obsługa,
- estetyczny i nowoczesny wygląd,
- łatwość w utrzymaniu czystości i dezynfekcji głowicy i gumowego aplikatora,
- małe gabaryty aparatu,
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
- praca aparatu kontrolowana mikroprocesorowo,
- dźwiękowa sygnalizacja zakończenia zabiegu oraz wykrytych błędów,
- ustawiane parametry: czas, temperatura (min., max.), tryb pracy,
- możliwość stosowania aparatu przy łóżku pacjenta, np. po zabiegach chirurgicznych,
- brak konieczności dodatkowej wentylacji pomieszczenia,
- przyjemne odczucia pacjenta w trakcie zabiegu.

Dane techniczne:

Moc chłodzenia:	max. 30 W
Zasilanie:	230 V AC
Temperatura chłodzenia (mankiet):	+12°C
Temperatura chłodzenia (głowica):	-10°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.):	180 x 320 x 340 mm
Waga:	10 kg

Wyposażenie standardowe:

114026 - Aparat.100689 - Przewód zasilający.114032 - Płyn chłodniczy 2 x 500 ml.

Wyposażenie opcjonalne:

114027 - mankiet gumowy o kształcie nerkowatym.114028 - głowica chłodząca z nasadką 7 cm2
.114029 - głowica chłodząca z nasadką 1 cm2.

Informacje:

Opcje produktu: