

Lodówka farmaceutyczna na leki AKG 377



Opis produktu:

AKG 377 to **chłodziarka farmaceutyczna** o nowoczesnej stylistyce i pojemności 306 litrów. Została stworzona z myślą o przechowywaniu lekarstw w aptekach, laboratoriach i szpitalach.

Czas realizacji zamówienia: 2-4 tygodni

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Chłodziarka farmaceutyczna AKG 377

Chłodziarka farmaceutyczna AKG 377 stanowi wyposażenie szpitali, aptek i laboratoriów oraz innych jednostek medycznych. Chłodziarki przeznaczone są do przechowywania materiałów wymagających chłodzenia takich jak np. krew. Wewnątrz urządzenia istnieje możliwość zamontowania wysuwanych szuflad z podziałkami na lekarstwa, zwykłych półek drucianych lub rusztów dla worków z krwią. **Urządzenie** posiada zewnętrzny **cyfrowy wyświetlacz temperatury** oraz w **elektroniczny moduł** kontroli umożliwiający ustawienie odpowiedniej temperatury w zakresie od +2°C do +20°C.

Specyfikacja urządzenia:

- pojedynczy kompresor,
- cyfrowy wyświetlacz,
- półki druciane 6 szt./ możliwość wyposażenia w szuflady,
- oświetlenie wewnętrzne LED,
- aluminiowy uchwyt do drzwi,
- 2 kółka (rolki) + 2 nóżki w podstawie,
- drzwi przestawne prawe/lewe,
- zamek drzwi,
- alarm otwartych drzwi,
- alarm wizualny i dźwiękowy,
- alarm awarii sondy,
- odszranianie automatyczne,
- izolowane drzwi przeszklone lub pełne,
- kolor zewnętrzny biały,

- materiał wykonania zewnętrzny: stal ocynk,
- materiał wykonania wewnętrzny: biały PVC,
- izolacja: pianka PUR, 350mm,
- podtrzymanie pracy panelu sterującego po awarii zasilania

Dane techniczne:

Głębokość [cm]:	60,2
Szerokość [cm]:	59,6
Wysokość [cm]:	160,5
Pojemność [L]:	306
Zakres temperatury [°C]:	+2 + 20
Zakres temperatury otoczenia [°C]:	+16 + 32
Waga [kg]:	65
Napięcie [V/Hz]:	230 / 50
Zużycie energii elektrycznej [kWh/h]:	0,65
Czynnik chłodniczy:	R600a
Głośność pracy [dB]:	41

Informacje:**Opcje produktu:**

Rodzaj drzwi chłodziarki: Szklane, Pełne