





Lodówka na odpady medyczne ODP 240

Opis produktu:

Lodówka na odpady medyczne firmy Vestfrost ODP 240 o nowoczesnej stylistyce przeznaczona jest **do przechowywania odpadów medycznych** oraz **odpadów weterynaryjnych** zgodnie z wymaganiami ustawy.

Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lodówka medyczna na odpady ODP 240

Lodówka do przechowywania odpadów ODP 240 wyposażona jest w drzwi górne do wrzucania odpadów oraz drzwi boczne do wprowadzania pojemnika. Urządzenie posiada zewnętrzny **cyfrowy wyświetlacz temperatury** oraz w pełni **elektroniczny moduł** kontroli umożliwiający ustawienie odpowiedniej temperatury w zakresie od +2°C do +8°C oraz funkcję automatycznego odparowania skroplin.

Dane techniczne:

Głębokość [cm]:	85
Szerokość [cm]:	99
Wysokość [cm]:	111,5
Wysokość po otwarciu klapy [cm]:	170
Pojemność [l]:	240

Zakres temperatury [°C]:	+4 + 8
---------------------------------	----------

Odpady medyczne można przechowywać w urządzeniach po wstawieniu pojemnika medycznego do wnętrza urządzenia.

Informacje:

Model: